

ClinSkin Fibrocontrol je zdravotnický prostředek určený k odstranění fibrómů.

Před použitím si pozorně přečtěte tento návod.

FIBROMY

Fibromy jsou velmi časté a neškodné drobné, měkké výrůstky o průměru 1-5 mm a výšce 2-10 mm. Vyskytují se v oblasti krku, v podpaží, v tříselných záhybech, na očních víčkách a pod prsy. Fibromy mohou být dráždivé, obtěžující a kosmeticky neestetické.

ClinSkin Fibrocontrol

ClinSkin Fibrocontrol je zdravotnický prostředek určený k domácímu použití pro snadné, **bezpečné** a bezbolestné odstranění fibrómů. Při aplikaci ClinSkin Fibrocontrol zastaví krevní zásobení fibrómu. Fibróm poté postupně zaschne, se zanedbatelným rizikem zjizvení a bez bolesti. Fibróm musí mít průměr maximálně 3 mm ve spodní části a může být maximálně 5 mm vysoký. Balení obsahuje 1 aplikátor a 3 náplasti, z nichž každá je určena k odstranění jednoho fibrómu.



UPOZORNĚNÍ

S tímto výrobkem je nutno zacházet opatrně a v souladu s návodem k použití.

CLINSKIN FIBROCONTROL

Nepoužívejte pro odstranění fibrómů v očním okolí a na víčkách. Nepoužívejte, pokud je barva fibrómu odlišná od okolní kůže, fibróm přesahuje průměr aplikátoru (maximální průměr fibrómu u základny je 3 mm a výška 5 mm) nebo pokud krvácí.

Před použitím se poraďte s lékařem, pokud máte v anamnéze rakovinu kůže, hemofilii nebo pokud fibróm vykazuje známky kožního onemocnění nebo infekce.

Upozorňujeme, že v třísech nebo kožních záhybech nemusí po aplikaci ClinSkin Fibrocontrol dobře držet a může se odlepit.

Fibróm zaschne a po několika dnech odumře. Jde o normální jev, protože ClinSkin Fibrocontrol přerušuje přísun krve do fibrómu.

Jestliže máte jakékoli pochybnosti o tom, zda se skutečně jedná o fibróm, poraďte se před zahájením samoléčby s kožním lékařem. Nepoužívejte ClinSkin Fibrocontrol, pokud jste alergičtí na jednu nebo více jeho složek/materiálů. Pouze k zevnímu použití. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Určeno pro dospělé. Nepoužívejte, pokud výrobek nese známky poškození.

Výrobek ClinSkin Fibrocontrol lze bezpečně používat během těhotenství a kojení.

JAK SE CLINSKIN FIBROCONTROL POUŽÍVÁ?

ClinSkin Fibrocontrol obsahuje tento návod k použití a dále:

- 1 aplikátor
- 3 náplasti s diskem pro odstranění fibrómu

Pečlivě očistěte oblast kolem fibrómu žínkou a teplou vodou. K očištění lze použít jemné mýdlo, nepoužívejte však mýdla a čističí prostředky obsahující oleje ani vlhčené ubrousky a kapseničky, protože jejich zbytky mohou bránit přilepení náplasti na kůži.

Oblast kolem fibrómu pečlivě osušte (obrázek 2).

Vyjměte aplikátor z obalu, jak je znázorněno na obrázku 3. Z plastového obalu v tomto kroku vyjměte pouze aplikátor. Ostatní ponechte na svém místě. Uchopte aplikátor podle obrázku 4, v tomto kroku nestlačujte bílý píst na konci aplikátoru. Aplikátor přiložte k náplasti. Zarovnejte dva výřezy ve fialové spodní části aplikátoru s modrými šipkami na náplasti (viz zvětšený detail v obrázku 4).

Nyní stlačte bílý píst na konci aplikátoru tak, aby se aplikátor protlačil středem upevňovacího disku až na doraz (obrázek 5). Disk spolu s náplastí vyjměte tahem za aplikátor z blistru (obrázek 6).

Aplikátor přiložte ke středu fibrómu tak, aby byl fibróm mezi dvěma bílými výstupky na konci aplikátoru (obrázek 7). Nedotýkejte se bílého pístu v horní části aplikátoru.

Pomocí palce a ukazováčku stáhněte fialovou část aplikátoru s výřezy dolů, aby se pevně dotýkala kůže (obrázek 8). Stlačte a držte po dobu minimálně 5 sekund. Disk se automaticky uvolní z aplikátoru a zůstane přichycený ke spodní části fibrómu. Nyní můžete aplikátor sejmut z kůže (obrázek 9).

Zatahnutím za menší bílý štítek se odstraní fólie chránící disk a polštářek náplasti (obrázek 10). Přeložte náplast přes fibróm a prstem přitlačte povrch náplasti tak, aby lepicí strana náplasti dobře přilnula ke kůži (obrázek 11), nechte na místě 6 dní (obrázek 12). Náplast neškrábejte, neotírejte ani nesundávejte. Sprchování je možné, ošetřenou oblast však neponořujte do vody, po dobu použití se vyhýbejte plavání.

Na ošetřené místo nepoužívejte mýdla, šampóny, vlasové přípravky, tělová mléka, krémy a mastné látky, mohlo by dojít k předčasnému odlepení náplasti. Videonávod je ke shlédnutí po načtení QR kódu na obalu.

CO OČEKÁVAT PŘI ODSTRANĚNÍ CLINSKIN FIBROCONTROL?

Náplast odstraňte po 6 dnech. Společně s náplastí se obvykle odstraní i zaschlý fibróm. V některých případech fibróm zčerná a neodpadne. Nepokoušejte se jej strhnout, po několika dnech sám odpadne. Můžete přilepit běžnou náplast, aby byl zaschlý fibróm méně nápadný. Pokud se ClinSkin Fibrocontrol uvolní nebo odlepi dříve, než je doporučeno, aplikaci neopakujte. Přelepte místo běžnou náplastí a počkejte 10 dní, poté zkontrolujte, zda byla léčba úspěšná. Ve většině případů se krevní zásobení fibrómu přeruší již po 1 dni a časem sám odpadne. Pokud léčba nebude úspěšná ani po 10 dnech čekání, je možné ClinSkin Fibrocontrol aplikovat znovu a odstranit po 6ti dnech.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

ClinSkin Fibrocontrol nemá žádné známé nežádoucí účinky. K odstranění fibrómů dochází bezbolestně a bez jizev. Během aplikace a několik dnů po aplikaci může být ošetřované místo více citlivé. ClinSkin Fibrocontrol ponechte na místě. Po odstranění může dojít k mírnému krvácení. Na kůži se může objevit drobná nedokonalost, která však po určité době zmizí.

UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí, při teplotě 2-30 °C v původním obalu, chráňte před přímým slunečním zářením. Nepoužívejte ClinSkin Fibrocontrol po uplynutí doby použitelnosti. Lze zlikvidovat jako běžný domácí odpad.

SLOŽENÍ

Nosič: polyester a syntetická guma

Disk: polyoxymethylen (POM)

Náplasti: polyester a akrylát

Pokud se objeví vedlejší účinky, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka. To platí i pokud se vyskytnou vedlejší účinky, které nejsou uvedeny v tomto návodu k použití. Vedlejší účinek můžete nahlásit přímo výrobci nebo příslušnému úřadu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Srobarova 48, 101 41, Praha 10, www.sukl.cz

Výrobce:


Unigroup ApS, Diplomvej 373, DK-2800 Lyngby, Dánsko

Distributor:

DR. THEISS CZ s.r.o., Na Strži 1702/65, 140 00, Praha 4,

www.drtheiss.cz.

Registrace: ClinSkin Fibrocontrol je klasifikován a registrován jako zdravotnický prostředek třídy I v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745.













ClinSkin® Fibrocontrol

Zdravotnický prostředek • Zdravotnická pomůcka



Unigroup ApS, Diplomvej 373, DK-2800 Lyngby, Dánsko



ClinSkin Fibrocontrol je zdravotnícka pomôcka určená na odstránenie kožných fibrómov.



Pred použitím si pozorne prečítajte celú písomnú informáciu.

FIBRÓMY

Fibrómy sú veľmi bežné a neškodné malé, mäkké kožné výrastky s priemerom 1-5 mm a výškou 2-10 mm. Majú tendenciu sa vyskytovať na krku, v podpaží, v záhyboch slabín, na očných viečkach a pod prsiami. Fibrómy môžu byť dráždivé, obťažujúce a kozmeticky neestetické.

ClinSkin Fibrocontrol je prostriedok na domáce použitie, na jednoduché, bezpečné a bezbolestné odstránenie kožných fibrómov. Pri aplikácii pomôcky ClinSkin Fibrocontrol, sa zastaví prekrvenie fibrómu. Kožný fibróm následne bezpečným spôsobom uschne, so zanedbateľným rizikom zjazvenia a bez bolesti. Fibróm môže mať v spodnej časti priemer maximálne 3 mm a výšku maximálne 5 mm. Balenie ClinSkin Fibrocontrol obsahuje 1 aplikátor a 3 náplasti, každú na odstránenie jedného kožného fibrómu.



UPOZORNENIE

Zaobchádzajte s touto pomôckou opatrne a podľa návodu na použitie.

CLINSKIN FIBROCONTROL

Nepoužívajte ClinSkin Fibrocontrol na odstránenie fibrómov na očných viečkach alebo v blízkosti oka, ak fibróm nemá farbu kože, nezodpovedá priemeru aplikátora (fibróm musí mať v spodnej časti priemer maximálne 3 mm a výšku maximálne 5 mm) alebo krváca.

Pred použitím sa poraďte so svojím lekárom, ak máte v anamnéze rakovinu kože, hemofiliu alebo ak kožný výrastok vykazuje známky kožného ochorenia alebo infekcie. Upozorňujeme, že pomôcka na fibrómy sa môže samovoľne uvoľniť v oblasti slabín alebo v záhyboch kože.

Sučý fibróm po niekoľkých dňoch nekrotizuje. Je to normálne, pretože pomôcka zastaví prítok krvi do fibrómu. Ak máte akékoľvek pochybnosti o tom, či sa jedná o kožný fibróm, mali by ste pred začatím samoliečby obrátiť na svojho lekára. Nepoužívajte ClinSkin Fibrocontrol, ak ste alergičtí na jednu alebo viac jeho zložiek/materiálov. Len na vonkajšie použitie. Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí. Určené pre dospelých. Nepoužívajte, ak je pomôcka poškodená.

ClinSkin Fibrocontrol je bezpečne používať počas tehotenstva a dojčenia.

AKO POUŽÍVAŤ CLINSKIN FIBROCONTROL

Zdravotnícka pomôcka ClinSkin Fibrocontrol obsahuje tento návod na použitie ako aj:

- 1 aplikátor
- 3 náplasti na odstránenie fibrómu

Opatrne očistite oblasť okolo kožného fibrómu utierkou a teplou vodou. Jemné mýdlo je možné použiť, vyhnite sa však mydlám a čistiacim prostriedkom s olejmi, ako aj impregnovaným utierkam, pretože zvyšky čistiach substancií môžu zabrániť prilepeniu náplasti na pokožku.

Oblasť okolo kožného fibrómu starostlivo osušte.

Vyberte aplikátor z obalu, ako je znázornené na obrázku 3. Držte aplikátor tak, ako je znázornené na obrázku 4. Zarovnejte dva konce fialovej časti základne aplikátora s dvomi šipkami vytlačeními na náplasti (zväčšený pohľad na obrázku 4).

Zatlačte na hornú bielu časť tak, aby sa aplikátor pretlačil cez stred pomôcky (pozri obrázok 5), až kým ho nebude možné zatlačiť ďalej.

Potiahnite aplikátor dozadu, aby ste vybrali pomôcku z blistra (obrázok 6).

Umiestnite aplikátor s prostriedkom nad kožný fibróm (obrázok 7) tak, aby konce aplikátora boli na každej stra-

ne kožného fibrómu. Nedotýkajte sa bielej hornej časti aplikátora.

Potom priložte pomôcku na pokožku stlačením fialovej časti aplikátora (držte zariadenie ukazovákam a palcom okolo fialovej časti aplikátora (obrázok 8). Stlačte a podržte aspoň 5 sekúnd. Zariadenie sa automaticky uzamkne na fibróme. Odstráňte aplikátor (obrázok 9).

Odstráňte fóliu náplasti potiahnutím za koniec (obrázok 10).

Preložte kryt cez fibróm a prstom stlačte povrch náplasti, aby sa lepidlo dobre prilepilo na kožu (obrázok 11) a nechajte pôsobiť na mieste 6 dní (obrázok 12).

Náplast neškrabte, nešúchajte ani neodstraňujte. Sprchovanie je možné, ošetrenú oblasť však neponořajte do vody, po dobu použitia sa vyhýbajte plávaniu. Vyhnite sa mydlu, šampónu, vlasovým prípravkom, telovému mlieku, krému a mastným látkam v okolí náplasti, pretože môžu spôsobiť jej predčasnú uvoľnenie. Videonávod je k dispozícii po načítaní QR kódu z vonkajšieho obalu produktu.

CO OČAKÁVAŤ PRI ODSTRANOVANÍ CLINSKIN FIBROCONTROL

Zdravotnícku pomôcku ClinSkin Fibrocontrol odstráňte po 6 dňoch. Pri odstránení náplasti sa zvyčajne odstráni aj suchý fibróm. V niektorých prípadoch je fibróm stále pripivený k telu a sčernel. Nepokúšajte sa fibróm strhnúť, po niekoľkých dňoch sám odpadne. Na skrytie fibrómu je možné umiestniť bežnú náplast.

Ak by pomôcka ClinSkin Fibrocontrol počas odporúčanej doby používania uvoľnila, nevymieňajte ju, ale priložte na fibróm bežnú náplast a počkajte 10 dní, aby ste zistili, či bola liečba úspešná. Vo väčšine prípadov sa po priložení pomôcky na 1 deň zastaví prítok krvi do fibrómu a ten sám odpadne. Ak liečba nebola úspešná ani po 10 dňoch čakania, aplikujte na fibróm novú pomôcku ClinSkin Fibrocontrol a po 6 dňoch ju odstráňte.

VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Nie sú známe žiadne vedľajšie účinky pri používaní pomôcky ClinSkin Fibrocontrol. Fibróm sa odstráni bez bolesti a jaziev. Po niekoľkých dňoch počas liečby sa môže prejavovať jemná citlivosť. Ponechajte pomôcku na mieste. Po odstránení pomôcky môže dôjsť k miernemu krvácaniu. Na koži sa môže objaviť malá stopa, ktorá však po určitom čase zmizne.

UCHOVÁVANIE

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí. Skladujte pri teplote od 2 °C do 30 °C, v pôvodnom obale a chráňte pred priamym slnečným žiarením. Nepoužívajte po uplynutí dátumu expirácie.

ClinSkin Fibrocontrol môže byť zlikvidovaný ako domáci odpad.

Registrácia: ClinSkin Fibrocontrol je klasifikovaný a registrovaný ako zdravotnícka pomôcka triedy I v súlade s nariadením Európskeho parlamentu (EÚ) 2017/745.

ZLOŽENIE

Držiak: Polyester a syntetická guma

Disk: Polyoxymetylen (POM).

Náplasti: Polyester a akrylát.

Ak sa objavia vedľajšie účinky obráťte sa na svojho lekára alebo lekárníka. Uvedené platí aj ak sa vyskytnú vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tomto návode na použitie. Vedľajší účinok môžete nahlásiť priamo výrobcovi alebo príslušnému úradu: Státny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná 11, 825 08 Bratislava, www.sukl.sk.

Kunde: Dr. Theiss Naturwaren GmbH

Projekt: ExDiv_BPZ_ClinSkin_Pflas_003_CZSK-E12

Druckerzeugnis: Beipackzettel

Kontur: —

Dokumentformat: 297 x 210 mm (DIN A4)

Auftr.-Nr.: 0224118

EAN: —

Art.-Nr.: 00—

Fertigw.-Nr.: 651167/0

Druckfarben:

cyan magenta yellow black

KONTUR

Achtung! Bitte prüfen Sie die Daten eingehend und umfassend auf Vollständigkeit, Richtigkeit und auf alle gesetzlichen Anforderungen, die an die Kennzeichnung des jeweiligen Produktes gestellt werden. Für nicht beanstandete Mängel, die nach erteilter Freigabe festgestellt werden, kann die Hartmann Designagentur GmbH keine Haftung übernehmen. Dem Hersteller obliegt es, die Daten auf die Anforderungen der erforderlichen Drucktechnik anzupassen. Diese Vorlage und alle darin enthaltenen Elemente unterliegen dem Urheberrecht und dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck für das vorstehend bezeichnete Produkt verwendet werden. Eine Nutzung über diesen Zweck hinaus ist rechtlich unzulässig.

Datum: —

Reinzeichnung: —

Versand an: —

Best.-Nr.: —

hd. hartmann
designagentur
T +49 (0) 63 71 528 48